

Használati útmutató

1. Túpatron bemutatása

R Nano (kerek nano tű)

Ez a típus finom kezelésekhez használható, például bőrfelszín javítására.

2. Használat

2.1 Bekapcsolás / töltés

Az eszköz beépített akkumulátorral rendelkezik, Type-C kábellel tölthető.

Csatlakoztasd a töltőkábelt az eszköz aljához.

A töltéshez csatlakoztasd áramforráshoz.

2.2 Kijelző és állapotjelzők

- LCD kijelző:** mutatja a sebességszintet

Akkumulátor állapot:

- LOW** – alacsony töltöttség (piros jelzés)
- FULL** – teljes töltöttség (zöld jelzés)

A készülék különböző sebességfokozatokkal működik.

2.3 Túpatron használata

- Vedd ki az új túpatront a steril csomagolásból.
- Illeszd az eszköz fejébe, majd rögzítsd (csavarással).
- Állítsd be a kívánt tűhosszt.
- Kapcsold be a készüléket (2–3 másodpercig nyomva tartva a gombot).
- Kezd el a kezelést a bőrfelületen.

Figyelem:

- Ne használd, ha a tű sérült vagy nem steril.
 - Mindig fertőtleníts használat előtt és után.
-

2.4 Sebesség és mélység beállítása

- A sebesség a gomb megnyomásával állítható
 - Több fokozat (általában 5 szint)
 - A túhossz forgatással szabályozható
-

2.5 Ergonómia

- Könnyű, kényelmes fogás
 - Egyszerű vezérlés egyetlen gombbal
-

3. Műszaki adatok

- **Modell:** Meso 400
- **Működés:** vezeték nélküli
- **Töltés:** Type-C

Csomag tartalma:

- 1 db készülék
 - 1 db töltőkábel
 - 1 db túpatron
-

4. Figyelmeztetések

- Csak tiszta, fertőtlenített bőrön használd
 - Ne használd gyulladt, sérült vagy fertőzött bőrfelületen
 - Kerüld a túlzott nyomást
 - Gyermkektől tartsd távol
 - Használat után tisztítsd meg az eszközt
 - A túpatron egyszer használatos
-

5. Garancia

A garancia nem érvényes:

- helytelen használat esetén
- mechanikai sérülésnél
- nem megfelelő tisztításnál

Hosszabb idejű használaton kívül tárold száraz helyen.

6. Fontos megjegyzés

- Ha az eszköz nem működik megfelelően, ne használd
- Töltés előtt ellenőrizd a csatlakozásokat
- Mindig az előírások szerint használd

7. Környezetvédelmi tájékoztató

Az elektromos készülékeket és az akkumulátorokat nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni.

Kérjük, vigye el a terméket hivatalos gyűjtőhelyre újrahasznosítás céljából.

8. Garancia és jótállás

A vásárlás napjától számítva **1 év garanciát vállalunk.**

Probléma esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

A jótállási idő alatt az anyagból vagy a termék gyártási folyamatából eredő meghibásodások esetén az alkatrészeket vagy a teljes terméket az adott körülményeknek megfelelően kicseréljük.

Garanciális csere igénylésekor be kell nyújtania:

- a készüléket
- a vásárlás dátumát igazoló számlát

Garanciavesztés esetei:

- Nem rendeltetésszerű használatból eredő károk
- Nem megfelelő tápegység vagy csatlakoztatás
- Normál elhasználódás
- Nem gyári alkatrészek használata
- Helytelen használat

Fontos:

A termék kibontását követően higiéniai okokból elállás nem lehetséges.

Forgalmazó

Spalazzomed Kft.

✉ spalazzomed@spalazzomed.hu

🌐 spalazzomed.hu

