

Használati útmutató

Olvassa el első használat előtt

**ULTRAIBOLYA

STERILIZÁLÓ
ESZKÖZÖKHÖZ
JN9007**

Rendeltetésszerű használat

A könnyen és biztonságosan kezelhető JN-9007 sterilizáló elengedhetetlen szépségszalonok, kozmetikák és körmös szalonok számára. Otthoni használatra is alkalmas.

Műszaki adatok

- Feszültség:** 220–240 V
- Frekvencia:** 50–60 Hz
- Teljesítmény:** 8 W
- Fertőtlenítési idő:** 30–40 perc

Használat

- Helyezze az eszközöket a sterilizáló belsejébe.
- Kapcsolja be a készüléket.
- Amikor a készülék belsejében lévő fény lilára vált, a fertőtlenítés megkezdődik.
- A fertőtlenítés befejezése után kapcsolja ki, nyissa ki a sterilizálót, és vegye ki az eszközöket.
- Ha a ciklus közben ki kell venni az eszközöket, először **kapcsolja ki a készüléket**, és csak ezután nyissa ki.

Tárolási feltételek és óvintézkedések

- A készüléket csak sík és stabil felületre helyezze.
- A megadott tápfeszültséget használja.
- Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz.
- Magas páratartalmú helyen használni vagy tárolni nem ajánlott.

- Gyermkektől távol tartandó.
-

Meghibásodás esetén

- Ha sérülést észlel a tápkábelben vagy a készülék működésében rendellenesség tapasztalható, forduljon a gyártóhoz, a szervizközponthoz vagy más illetékes szakemberhez.
 - Meghibásodás esetén azonnal húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból.
 - Soha ne érintse meg a vízbe esett készüléket, és ne érintse meg a vizet – azonnal húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
-

Minőségi garancia

- A gyártói garancia időtartama: **6 hónap**.
 - A cég nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatért.
 - A garancia nem érvényes, ha:
 1. A díjmentes garanciaidő lejárt.
 2. A készüléket a használati útmutatóval ellentétesen használták vagy tárolták.
 3. A készüléket a felhasználó szétszerelte.
 4. A készülék a vásárló hibájából sérült meg (helytelen kezelés, ütés stb.).
-

Származási ország: Kína

Forgalmazó: Spalazzomed Kft. spalazzomed.hu

spalazzomed@spalazzomed.hu